


# R'média XL

Alliance entre  
la communication patient  
et la lumière à LED  
pour les soins dentaires



▶ N°Vert 0 805 210 007

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

## DESCRIPTION

- ✓ Éclairage exclusivement à LED : 18 000 lm - 153 W
- ✓ Version Evo : 5000 °K - Contrôle de l'intensité lumineuse par télécommande Bluetooth
- ✓ Version Erg' O : 2700 °K à 6500 °K - Contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur par télécommande Bluetooth
- ✓ Écran Vidéo 43" (108 cm) - UHD 4K - Smart TV
- ✓ Wifi, Bluetooth, Airplay, Reconnaissance Vocale, Google Assistant, Alexa...
- ✓ Entrées HDMI × 3 - USB 2.0 × 1 - RJ45 × 1
- ✓ Dimensions : 1 190 × 780 mm - Poids : 29,5 kg
- ✓ Fixation en 4 points par câbles
- ✓ Structure en aluminium thermolaqué
- ✓ Plusieurs coloris aux choix

## AVANTAGES & POINTS FORTS

- + Éclairage direct et indirect pour une lumière plus douce
- + Pas de pic de bleu, totale innocuité photobiologique. Groupe 0 selon norme NF EN 62 471
- + Aucune dégradation de la qualité de la lumière dans le temps
- + Aucune ombre portée
- + Design ultra moderne et unique
- + Système de communication entre le praticien et son patient
- + Éléments totalement indépendants, plus facile en cas de maintenance

## DESTINATION

- ▶ Cabinets dentaires
- ▶ Cabinets d'orthodontie

Oudin Dentaire SAS / 583 Chemin Rocalibert / 84420 Piolenc / France  
Capital 4500 € / RCS Avignon 750 297 319 / APE 7112B  
[contact@oudindentaire.com](mailto:contact@oudindentaire.com) / [www.oudindentaire.com](http://www.oudindentaire.com)