


# R'média

Alliance entre  
la communication patient  
et la lumière à LED  
pour les soins dentaires



**N°Vert 0 805 210 007**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

## DESCRIPTION

- ✓ **Eclairage Exclusivement à LED :**  
13500 lm - 128 W
- ✓ **Version Evo :** 5000 °K - Contrôle de l'intensité lumineuse par télécommande Bluetooth
- ✓ **Version Erg'O :** 2700 °K à 6500 °K - Contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur par télécommande Bluetooth
- ✓ **Écran vidéo 32" HD « Smart TV »**
- ✓ **Entrées HDMI × 2 - USB 2.0 × 1 - RJ45 × 1**
- ✓ **Dimension : 960 × 660 mm - Poids : 19 kg**
- ✓ **Fixation en 4 points par câbles**
- ✓ **Structure en acier thermolaquée**
- ✓ **Plusieurs coloris aux choix**

## AVANTAGES & POINTS FORTS

- + Éclairage direct et indirect pour une lumière plus douce
- + Pas de pic de bleu, totale innocuité photobiologique.  
Groupe 0 selon norme NF EN 62 471
- + Aucune dégradation de la qualité de la lumière dans le temps
- + Aucune ombre portée
- + Design ultra moderne et unique
- + Système de communication entre le praticien et son patient
- + Éléments totalement indépendants, plus facile en cas de maintenance

## DESTINATION

- ▶ Cabinets dentaires
- ▶ Cabinets d'orthodontie

**Oudin Dentaire SAS** / 583 Chemin Rocalibert / 84420 Piolenc / France  
Capital 4500 € / RCS Avignon 750 297 319 / APE 7112B  
[contact@oudindentaire.com](mailto:contact@oudindentaire.com) / [www.oudindentaire.com](http://www.oudindentaire.com)